

ecotest, s.r.o.

Sládkovi ova 21, 955 01 Topo any

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

*** Ponuka aktualizovaná : Marec 2010**

Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

1. Analytické váhy fy KERN, Nemecko



Analytické váhy série ABT

- samo inná automatická kalibrácia s interným závažím - spúš a sa v nastavených asových intervaloch, pri zmene teploty alebo pri stla ení tla ítky kalibrácie
- váhová cela vyrobená z jedného kusa materiálu zaru uje rýchlu odozvu, presné a reprodukovate né výsledky a dlhú životnos váh
- filtre pre odstránenie vplyvu vibrácií, indikácia ustálenia hodnoty
- funkcia pre percentuálne váženie, po ítanie kusov a navažovanie receptúr
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC a tla iare
- tla enie protokolov pod a správnej laboratórnej praxe - s údajmi o vážení a kalibrácii, s dátumom a asom (s bežnou tla iar ou YKB-01)
- váhy sú dodávané bez overenia alebo s prvotným overením ur eného meradla

Model	Váživos	Rozlíš.	Presnos	Linearita	Miska
ABT 120-4M	120 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,2 mg	80 mm
ABT 220-4M	220 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,2 mg	80 mm
ABT 320-4M	320 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,2 mg	80 mm
ABT 100-5M	101 g	0,01 mg	0,05 mg	+/- 0,15mg	80 mm
ABT 120-5DM	42 g 120 g	0,01 mg 0,1 mg	0,02 mg 0,1 mg	+/- 0,03mg +/- 0,2 mg	80 mm
ABT 220-5DM	82 g 220 g	0,01 mg 0,1 mg	0,05 mg 0,1 mg	+/- 0,1 mg +/- 0,2 mg	80 mm

Analytické váhy série ABJ

- automatická kalibrácia s interným závažím
- filtre pre odstránenie vplyvu vibrácií, indikácia ustálenia hodnoty a využitej kapacity váh
- funkcia pre percentuálne váženie a po ítanie kusov
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC a tla iare
- tla enie protokolov pod a správnej laboratórnej praxe - s údajmi o vážení a kalibrácii, s dátumom, asom a štatistikou (so štatistickou tla iar ou YKT-01)
- váhy sú dodávané bez overenia alebo s prvotným overením ur eného meradla

Model	Váživos	Rozlíš.	Presnos	Linearita	Miska
ABJ 80-4M	83 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,2 mg	80 mm
ABJ 120-4M	120 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,2 mg	80 mm
ABJ 220-4M	220 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,3 mg	80 mm
ABJ 320 -4	320 g	0,1 mg	0,1 mg	+/- 0,2 mg	80 mm

Príslušenstvo pre váhy Kern

- Tla iare YKT -01 so SLP a štatistikou, kábel
- Tla iare YKB-01, kábel
- Tla iare YKL-01 na štítky, kábel



YKL - 01



YKB - 01



YKT - 01

2. Analytické váhy fy Denver Instrument / Sartorius*

* fy Denver Instrument je dcérskou firmou fy Sartorius,
analytické a presné váhy sú vyrábané vo fy Sartorius v Nemecku



Analytická váhy série SI



Analytická váhy série PI

Analytické váhy Summit, séria SI

- váhy SI - automatická kalibrácia s interným závažím
- váhová cela „Monobloc“ vyrobená z jedného kusa materiálu zaručuje rýchlu odozvu, presné a reprodukovateľné výsledky a dlhú životnosť
- filtre pre odstránenie vplyvu vibrácií, indikácia ustálenia hodnoty
- zabudovaný program pre meranie a výpočet hustoty (okrem TB 215D)
- funkcia pre percentuálne váženie, poítanie kusov, navažovanie receptúr a prchavých látok
- zariadenie pre váženie na závese pod váhami
- výstup RS 232 pre pripojenie na PC a tlačiareň
- tlačenie protokolov podľa správnej laboratórnej praxe - s údajmi o vážení a kalibrácii s dátumom, časom
- váhy série SI-A a TB 215D sú dodávané ako určené meradlá v dátane prvotného overenia

Model	Presnosť	Váživosť	Linearita	Reprodukovateľnosť	Miska
SI 64	0,1 mg	60 g	0,2 mg	0,1 mg	90 mm
SI 114	0,1 mg	110 g	0,2 mg	0,1 mg	90 mm
SI 234	0,1 mg	230 g	0,2 mg	0,1 mg	90 mm
TB 215D	0,01 mg	60 g	0,03 mg	0,02 mg	80 mm
	0,1 mg	210 g	0,2 mg	0,1 mg	

Analytické váhy Pinnacle, séria PI

- váhy PI - samo inná automatická kalibrácia s interným závažím - spúš a sa v nastavených asových intervaloch, pri zmene teploty alebo pri stla ení tla ítka kalibrácie
- váhová cela „Monobloc“ vyrobená z jedného kusa materiálu zaru uje rýchlu odozvu, presné a reprodukovate né výsledky a dlhú životnos váh
- robustná, stabilná a odolná konštrukcia
- ve ký podsvietený, dobre itate ný LCD displej s dátumom a asom
- filtre pre odstránenie vplyvu vibrácií, indikácia ustálenia hodnoty a využitej kapacity váh
- pamä pre 250 hodnôt a štatistické vyhodnotenie vážení : priemerná hodnota, smerodajná odchýlka, min, max. hodnota
- funkcia pre percentuálne váženie, po ítanie kusov, kontrolné váženie, navažovanie receptúr a prechavých látok
- rozhranie pre periférne zariadenia : RS 232C, USB a LAN
- tla enie protokolov pod a správnej laboratórnej praxe - s údajmi o vážení a kalibrácii s dátumom, asom, ísлом a názvom vzorky, menom obsluhy (až 9 mien)
- váhy série PI-A sú dodávané ako ur ené meradlá v ítane prvotného overenia

Model	Presnos	Váživos	Linearita	Reprodukovate nos	Miska
PI 114	0,1 mg	110 g	0,2 mg	0,1 mg	80 mm
PI 214	0,1 mg	210 g	0,2 mg	0,1 mg	80 mm
PI 314	0,1 mg	310 g	0,3 mg	0,1 mg	80 mm
PI 225D	0,01 mg	60 g	0,03 mg	0,02 mg	80 mm
	0,1 mg	220 g	0,2 mg	0,1 mg	

Príslušenstvo pre váhy Denver Instruments

- Tla iare , . 901042-1
- Súprava pre stanovenie hustoty pre analytické váhy SI a PI, . 301377-1