

*** Ponuka aktualizovaná : Október 2009**
Pre vyžiadanie cien kontaktujte fy Ecotest, s.r.o.

Trepa ky fy Heidolph, Nemecko

Trepa ka Vibramax 100

- max. nosnos 2 kg, rozmery nástavcov 22 x 22 cm
- trepa ka s vibra ným pohybom 150 až 1.350/min, amplitúda 3 mm
- asova 0 až 120 min a nepretržite
- trepa ka sa dodáva s univerzálnym nástavcom s 2 alebo 3 valcami



Trepa ka Rotamax 120

- max. nosnos 2 kg, rozmery nástavcov 22 x 22 cm
- trepa ka s kruhovým pohybom 20 až 300/min, amplitúda 20 mm
- asova 0 až 120 min a nepretržite
- trepa ka sa dodáva s univerzálnym nástavcom s 2 alebo 3 valcami

Trepa ka Unimax 1010

- max. nosnos 5 kg, rozmery nástavcov 29 x 26 cm
- trepa ka s kruhovým pohybom 30 až 500/min, amplitúda 10 mm
- asova 0 až 999 min a nepretržite, digitálny displej pre frekvenciu a as



Trepa ka Promax 1020

- max. nosnos 5 kg, rozmery nástavcov 29 x 26 cm
- trepa ka s pohybom do strán 20 až 250/min, amplitúda 32 mm
- asova 0 až 999 min a nepretržite, digitálny displej pre frekvenciu a as

Príslušenstvo pre trepa ky Unimax 1010 a Promax 1020

- univerzálny nástavec s 2 až 3 valcami
- nástavce pre Erlenmeyer. banky - počet držiakov x objem :
22 x 25 ml, 14 x 50 ml, 9 x 100 ml, 5 x 250 ml, 4 x 500 ml a 2 x 1000 ml
- nástavec pre 4 ks odde ovacích lievnikov objemu 50 alebo 100 ml



Univerzálny nástavec
s 2 až 3 valcami



Nástavce pre Erlenmeyer.
banky



Nástavec pre 4 ks odde
lievnikov

Trepa ka Unimax 2010

- max. nosnosť 10 kg, rozmery nastavcov 39 x 34 cm
- trepa ka s kruhovým pohybom 20 až 400/min, amplitúda 20 mm
- asova 0 až 120 min a nepretržité, digitálny displej pre frekvenciu
- možnosť použitia 2 nastavcov nad sebou

Trepa ka Promax 2020

- max. nosnosť 10 kg, rozmery nastavcov 39 x 34 cm
- trepa ka s pohybom do strán 20 až 400/min, amplitúda 20 mm
- asova 0 až 120 min a nepretržité, digitálny displej pre frekvenciu
- možnosť použitia 2 nastavcov nad sebou



Príslušenstvo pre trepa ky Unimax 2010 a Promax 2020

- univerzálny nastavec s 2 až 4 valcami
- perforovaná doska Tablar 2000 pre držiaky Erlenmeyer. baniek a držiaky odde ovacích lievikov
- držiaky Erlenmeyer. baniek - max. počet držiakov x objem :
36 x 25 ml, 36 x 50 ml, 23 x 100 ml, 12 x 250 ml, 9 x 500 ml, 5 x 1000 ml
- držiaky odde ovacích lievikov- max. počet držiakov x objem :
4/3/3 x 250/500/1000 ml, 2 x 2000 ml
- príslušenstvo pre použitie 2 nastavcov - 4 ks stojanov a perforovaná doska Tablar 2000



Univerzálny nastavec
s 2 až 4 valcami



Perforovaná doska
Tablar 2000



Držiak Erlenmeyer.
baniek



Držiaky odde ovacích
lievikov



Príslušenstvo pre 2 nastavce ,
4 ks stojanov a perforovaná
doska Tablar 2000

Vibra ná trepa ka pre 1 skúmavku Reax top

- vibra ný pohyb s frekvenciou nastavíte nou do 2.500 / min, amplitúda 5 mm
- automatický chod (pritla ením skúmavky) alebo nepretržitý chod
- trepa ka sa dodáva s nastavcom pre 1 skúmavku do priemeru 20 mm



Vibra ná trepa ka pre viac skúmaviek Multi Reax

- vibra ný pohyb s frekvenciou nastavíte nou v rozsahu 150 až 2.000 / min, amplitúda 3 mm
- asova 0 až 999 min, digitálny displej
- trepa ka sa dodáva s nastavcami pre 12 skúmaviek priemeru 16 - 32 mm, d ťžky do 120 mm a 26 skúmaviek priemeru 10 - 16 mm, d ťžky do 160 mm

